



Health • Technology • Future



关注宝力谊！
关注爱宠健康！

地址:广州高新技术开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G10栋401

电话:18680498944

宝力谊®

宠物医疗保健系列产品



广州天泓医疗科技有限公司

生原（中国）医疗集团旗下企业



宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

产品特点：

- ❖ 服帖性强
- ❖ 记忆性好
- ❖ 易拆卸，好佩戴
- ❖ 强度高，质量轻，可裁剪
- ❖ 透气性强
- ❖ X射线可穿透
- ❖ 环保无毒，安全可靠



适用范围



不稳定骨折

- ❖ 斜性/螺旋性骨折术后加强稳定及直接外固定。
- ❖ 干骺端骨折/粉碎性骨折术后加强稳定及直接外固定。
- ❖ 骨质疏松性骨折术后加强稳定及直接外固定。
- ❖ 生长板骨折术后加强稳定及直接外固定。
- ❖ 桡尺骨/胫骨骨折/粉碎性骨折术后加强稳定及直接外固定。
- ❖ 颈椎骨折术后固定及直接外固定。

矫形/康复

- ❖ 寰枢椎脱位，颈椎间盘突出/增生术后固定顶部确保康复或保守治疗期间辅助治疗。
- ❖ 韧带损伤，趾骨、腕关节炎辅助治疗。神经损伤导致的脚掌外翻矫正。
- ❖ 关节炎，肌肉肌腱、软组织或韧带受损后康复期辅助矫正。保守治疗期辅助治疗。




宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

桡尺骨外固定网膜

适用范围：

- ❖ 桡尺骨骨折术后外部辅助稳定，加强保护或外固定治疗。
- ❖ 桡尺骨粉碎性骨折后外固定治疗。
- ❖ 肌腱/韧带损伤后治疗期间使用。
- ❖ 腕关节脱位后复位外固定治疗。





宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

肘关节外固定网膜

适用范围：

- ❀ 粉碎性骨折术后外部辅助稳定或外固定治疗。
- ❀ 肘关节韧带撕脱术后辅助稳定，加强保护。
- ❀ 肘关节肌腱 / 韧带损伤治疗期间使用。
- ❀ 轻度关节不稳定保守治疗期前2-4周佩戴。
- ❀ 建议肢体固定角度：135°




宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

附关节外固定网膜

适用范围：

- ❀ 幼年猫犬跗关节生长板骨折外固定。
- ❀ 干骺端骨折术后辅助稳定或直接外固定。
- ❀ 胫骨远端骨裂外固定。
- ❀ 跗关节肌腱/韧带损伤治疗期间使用。
- ❀ 建议肢体固定角度：犬110°—135°/猫100°—110°






宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

膝关节外固定网膜

适用范围：

- ❖ 幼年猫犬股骨头生长板骨折术后辅助稳定，加强保护或外固定治疗。
- ❖ 胫骨骨折术后辅助稳定，加强保护或外固定治疗。
- ❖ 粉碎性骨折术后外部辅助稳定或外固定治疗。
- ❖ 膝关节肌腱 / 韧带损伤治疗期间使用。
- ❖ 轻度关节不稳定保守治疗期前2-4周佩戴。
- ❖ 建议肢体固定角度：135°—140°



宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

颈部外固定网膜

适用范围：

- ❖ 颈椎间盘突出术后外部固定，加强保护。
- ❖ 寰枢椎脱位术后外部固定，加强保护。
- ❖ 颈椎骨折术后外部固定，加强保护。
- ❖ 颈部保守治疗期间使用。






宝力谊可塑性外固定网膜

更专业 更精准 更有效 更安全

脚掌外固定网膜

适用范围：

- ❖ 掌骨、指骨、跖骨骨折术后外部稳定及外固定治疗，加强保护。
- ❖ 脚掌，腕关节肌腱及韧带受损后康复期使用。
- ❖ 神经受损导致前后脚掌后翻时矫正使用。
- ❖ 脚掌疾病保守治疗期，康复训练期使用。



可塑性脊柱保健衣

宝力谊®可塑性宠物脊柱保健衣是针对宠物在日常生活中的脊柱保护，脊柱疾病预防、康复而开发设计的一款创新产品。产品在开发设计的过程中结合了中兽医、小动物神经外科及骨科领域的大量临床经验及成果，为国内首创。



- 1** 塑型后佩戴可有效地固定、支撑、矫正、保护受损的胸腰椎、椎间盘，减缓疼痛。

产品特点

- 2** 限制爱宠身体在垂直和水平方向的运动，缓冲因急速扭转躯干而对脊柱造成的压力。

- 3** 背部提带和前后D环设计，既能让主人实现多种方式的牵引，也能更好的辅助处于康复期的宠物运动行走，方便上下车。

- 4** 佩戴后不会影响爱宠正常大小便；保健衣可正常手洗



病例展示

适用范围:

- ❧ 胸椎、腰椎骨折或错位，椎间盘脱出等急性椎间盘疾病术后康复期佩戴。
- ❧ 慢性/老年性/泛发性椎间盘突出、椎间盘炎症等疾病的日常保健和预防病情加重。
- ❧ 法斗、贵宾、柯基、腊肠犬、北京犬、比格犬、可卡犬等好发急性椎间盘疾病品种犬的胸腰椎保护和疾病预防。
- ❧ 避免好动、活跃的犬诱发潜在椎间盘疾病。
- ❧ 椎间盘术后痊愈的犬的日常运动限制和胸腰椎保护。

产品编码	规格/功能	重量/克	适用范围	
			适用体长/cm	适用体重/kg
CCW200210	常规型：采用2.4MM材料，以预防保护与限制运动功能为主	197±5g	33-40	5.5-10
CCW210210	增强型：采用3.2MM材料，塑型后强度更大，以矫正控制与缓解疼痛功能为主	214±5g		

案例一：巴哥犬泛发性椎间盘突出病情控制与缓解疼痛。



案例二：雪纳瑞犬手术意外导致脊椎严重弯曲，佩戴后有效矫正脊柱，辅助康复。

